


Компрессионная куртка **Lympha-mat** **gradient**

Применяется с аппаратами переменной компрессионной терапии
ЛИМФА-Мат Диджитал Градиент и **ЛИМФА-Мат 300 Градиент**.

- Простота в использовании
- Комфортная переносимость благодаря легким материалам
- Изменения размера за счет дополнительных вставок

Показания:

- лимфедема рук
с захватом области спины и грудного отдела
(в комбинации с мануальным лимфодренажем),
- лимфедема



Необходимость метода **непрерывной переменной компрессии** для лечения отечности верхних конечностей, включая верхнюю часть торса, привела к развитию **компрессионной куртки**. Это сделало возможным проводить активную компрессионную терапию всей верхней части туловища. Компрессия начинается с кончиков пальцев рук и двигается вдоль рук к спине, груди и области живота.

Попеременное увеличение и снижение давления стимулирует активность лимфатической системы, что приводит к постепенному исчезновению отечности. Благодаря одновременной компрессии обеих конечностей, исключается возможность перемещения отечности в другую часть торса.



Куртка компрессионная 24-камерная
(обхват живота до 134 см, обхват предплечий до 55 см)



12-камерная левая половина
компрессионной куртки (с болеро)



12-камерная правая половина
компрессионной куртки (с болеро)